

Durchmesser und Längen — gerade Stents

GSS™ TD / GSS™ TF / GSS™ BD / DUMON® BB

Bestimmen Sie die gewünschte Stentlänge (Länge der Stenose + 10 mm) und den Durchmesser und wählen Sie aus den verfügbaren Stents aus.



Sonderanfertigungen sind möglich.
Sprechen Sie uns an!

Länge (mm) ►	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110
Außendurchmesser (mm) ▼										
5	NOV 025301S20 (BB)	NOV 025301S30 (BB)	NOV 025301S40 (BB)	NOV 025301S50 (BB)						
6	NOV 026201S20 (BB)	NOV 026201S30 (BB)	NOV 026201S40 (BB)	NOV 026201S50 (BB)						
7	NOV 026501S20 (BB)	NOV 026501S30 (BB)	NOV 026501S40 (BB)	NOV 026501S50 (BB)						
8	NOV 026701S20 (BB)	NOV 026701S30 (BB)	NOV 026701S40 (BB)	NOV 026701S50 (BB)						
10	NOV 01 BD 1020	NOV 01 BD 1030	NOV 01 BD 1040	NOV 01 BD 1050	NOV 01 BD 1060	NOV 01 BD 1070				
11	NOV 01 BD 1120 NOV 01 TD 1120	NOV 01 BD 1130 NOV 01 TD 1130	NOV 01 BD 1140 NOV 01 TD 1140	NOV 01 BD 1150 NOV 01 TD 1150	NOV 01 BD 1160 NOV 01 TD 1160	NOV 01 BD 1170 NOV 01 TD 1170	NOV 01 TD 1180			
12	NOV 01 BD 1220 NOV 01 TD 1220	NOV 01 BD 1230 NOV 01 TD 1230 NOV 01 TF 1230	NOV 01 BD 1240 NOV 01 TD 1240 NOV 01 TF 1240	NOV 01 BD 1250 NOV 01 TD 1250 NOV 01 TF 1250	NOV 01 BD 1260 NOV 01 TD 1260 NOV 01 TF 1260	NOV 01 BD 1270 NOV 01 TD 1270 NOV 01 TF 1270	NOV 01 BD 1280 NOV 01 TD 1280 NOV 01 TF 1280			
13		NOV 01 TD 1330 NOV 01 TF 1330	NOV 01 TD 1340 NOV 01 TF 1340	NOV 01 TD 1350 NOV 01 TF 1350	NOV 01 TD 1360 NOV 01 TF 1360	NOV 01 TD 1370 NOV 01 TF 1370	NOV 01 TD 1380			
14		NOV 01 TD 1430 NOV 01 TF 1430	NOV 01 TD 1440 NOV 01 TF 1440	NOV 01 TD 1450 NOV 01 TF 1450	NOV 01 TD 1460 NOV 01 TF 1460	NOV 01 TD 1470 NOV 01 TF 1470	NOV 01 TD 1480			
15		NOV 01 TD 1530 NOV 01 TF 1530	NOV 01 TD 1540 NOV 01 TF 1540	NOV 01 TD 1550 NOV 01 TF 1550	NOV 01 TD 1560 NOV 01 TF 1560	NOV 01 TD 1570 NOV 01 TF 1570	NOV 01 TD 1580 NOV 01 TF 1580	NOV 01 TD 1590 NOV 01 TF 1590	NOV 01 TD 15100 NOV 01 TF 15100	NOV 01 TD 15110 NOV 01 TF 15110
16		NOV 01 TD 1630	NOV 01 TD 1640 NOV 01 TF 1640	NOV 01 TD 1650 NOV 01 TF 1650	NOV 01 TD 1660 NOV 01 TF 1660	NOV 01 TD 1670 NOV 01 TF 1670	NOV 01 TD 1680 NOV 01 TF 1680	NOV 01 TD 1690 NOV 01 TF 1690	NOV 01 TD 16100 NOV 01 TF 16100	NOV 01 TD 16110
18			NOV 01 TD 1840 NOV 01 TF 1840	NOV 01 TD 1850 NOV 01 TF 1850	NOV 01 TF 1860	NOV 01 TF 1870	NOV 01 TF 1880	NOV 01 TF 1890	NOV 01 TF 18100	NOV 01 TF 18110
20			NOV 01 TF 2040	NOV 01 TF 2050	NOV 01 TF 2060	NOV 01 TF 2070	NOV 01 TF 2080	NOV 01 TF 2090	NOV 01 TF 20100	NOV 01 TF 20110



GSS™ TD



GSS™ TF



GSS™ BD



DUMON® BB

